

PHILIPS


VisaCare

MICRO-
DERMABRASION


微晶紧致嫩肤仪

SKIN RESURFACING

塑颜紧致







ENGLISH 6

한국어 12

繁體中文 19

简体中文 24

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, emotional stress or environmental elements can take their toll on your skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience immediate effects such as smoother and revitalised skin after one treatment or a few treatments. Effects such as skin firmness and a more even skin tone can be expected within 4-6 weeks. You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying a nourishing mask, day cream or night cream. After treatment, your skin is prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started? Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

How Philips microdermabrasion technology works

Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.

- 1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother, with more refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream after treatment.
- 2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action encouraging blood circulation while removing dead skin cells and revitalising your skin.

General description (Fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Exfoliation ring
 - 3 Microdermabrasion treatment tip
 - 4 On/off button
 - 5 Charging light and 'battery low' indication
 - 6 Handle
 - 7 Air outlet
 - 8 Charging stand
 - 9 'Normal' treatment tip for regular treatment
 - 10 'Sensitive' treatment tip for mild treatment (SC6240 only)
 - 11 Adapter
 - 12 Small plug
- Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazardous situation.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the appliance if the treatment tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the treatment tip before use. When in doubt, replace the treatment tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This appliance contains a magnet. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

Caution

- Do not use the appliance for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- Do not use the appliance more than twice a week, as this may cause skin irritation.
- Do not use the appliance in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the appliance and your skin.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.

VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake a negative skin reaction can appear. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of use of VisaCare. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when applying it to the VisaCare treated skin. When starting treatment, or restarting after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become used to the treatment.

Contraindications and other warnings

This appliance has been developed to address the first signs of facial ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become more prominent. The focus of this appliance is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this appliance. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the appliance.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each treatment it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the appliance.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you interrupt the treatment one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Charging

Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 30 minutes.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket (Fig. 2).
- 3 Put the appliance in the charging stand (Fig. 3).
 - ▶ The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging. (Fig. 4)
 - ▶ When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 30 minutes. After 30 minutes, the light goes out (Fig. 5).

Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute treatment. When the battery is completely empty, the appliance switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly. It is advised to charge the appliance immediately after use.

Preparing for use

Make sure you have charged the appliance for 8 hours before you use it for the first time.

Preparation

Always clean and gently dry your face until it is completely dry.

Note: The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.

Note: Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online video for instructions on correct use of the appliance.

Using the appliance

Note: Use the appliance twice a week. Using the appliance more often may cause skin irritation.

- 1 Press the on/off button to switch on the appliance (Fig. 6).

- 2** When you use the appliance for the first time, test the treatment tip on your forearm before you use it on your face. Make a pass with the appliance and then wait for approximately one hour. If a possible skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.

Note: Always visually check the treatment tip before use to see if it is damaged. A damaged treatment tip scratches your skin. If the treatment tip is damaged, replace it.

Note: Do not use the appliance without the treatment tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.

- 3** Put the treatment tip on your face in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full skin contact between the treatment tip and the area to be treated. However, do not press the treatment tip hard onto the skin's surface (Fig. 7).
- 4** Gently move the treatment tip in straight lines. Start on the chin, and then move to the cheeks, forehead and nose. Make sure you treat all areas.

Tip: Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

See facial map in the back of the user manual for detailed instructions on how to move the appliance across your face.

Do not move the appliance over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.

Do not treat the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you treat fine lines on the side of the eye, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from the finger towards the temple.

Note: Do not hold the treatment tip in one spot when you have placed it on the skin.

- 5** Depending on the condition of your skin, start to treat each area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes or start to use the normal treatment tip. When you use the normal treatment tip, start to treat each area 3-4 passes. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes.
- 6** When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete treatment takes approximately 5 minutes (Fig. 8).

Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Try vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.

If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), examine the treatment tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged treatment tip, as this may cause scratches.

After treatment

After the treatment, apply a nourishing mask, day cream or night cream and make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used the appliance. You can apply make-up immediately after the treatment.

Cleaning and maintenance

Do not immerse the appliance in water. Do not use chemicals to clean the appliance. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- 1** Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it (Fig. 6).
- 2** Remove the treatment tip from the appliance. (Fig. 9)

- 3 Clean the treatment tip under the tap with hot water and some washing-up liquid. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry (Fig. 10).
- 4 Clean the handle with a damp cloth (Fig. 11).
- 5 Place the dry treatment tip back onto the appliance.
- 6 Wipe the charging stand with a damp cloth.

Danger: Always keep the adapter and the charging stand dry. Never rinse them under the tap or immerse them in water.

Clean the treatment tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the treatment tip.

Storage

Store the appliance with the treatment tip attached in the charging stand or pouch.

Note: Do not store a wet treatment tip on the appliance or in the pouch.

Replacement

A worn and abrasive structure could lead to skin irritation, therefore the treatment tip should be replaced every 6 months or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged. Replacement tips are available on our website. The treatment tip can be identified by the product code. You can find this code on the inside of the treatment tip.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 12).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Please read section 'Contraindications and other warnings' in chapter 'Important' to check if the appliance is suitable for your skin.

Problem	Solution
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the appliance in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work anymore.	Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the appliance still does not work, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work when it is charging.	This is a safety measure. The appliance is not intended to work when it is charging. Let the appliance charge approximately 1 hour for a 5-minute treatment.
I don't get optimal results when I use the appliance on wet skin.	Only use the appliance on dry skin. The appliance only works optimally on dry skin.
My skin is reacting to treatment with the appliance.	This treatment may lead to mild redness directly after the treatment. You may experience a warm, tingly sensation during the treatment. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the appliance too hard on your face or treated the same area too many times. Try to exert less pressure onto the appliance during the next treatment or treat the area fewer times. In rare cases the appliance may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The appliance has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this appliance or any other product, please contact the Philips Consumer Care Centre in case you experience a side effect which is not mentioned above.
It is difficult to slide the appliance over my skin/I do not feel the suction/ the effect seems to be less than after previous treatments.	Check if the filter is clogged. Clean the treatment tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the appliance when the treatment tip is taken off: you remove the tip and then switch on the appliance. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the appliance might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Centre.
I have trouble keeping the suction on my forehead.	Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle of the treatment tip with the forehead for good skin contact. Make sure to move the appliance slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr/welcome 에서 제품을 등록하십시오.

VisaCare (비자케어) 란 무엇이고 피부에 어떤 도움을 줄까요? 나이, 수면 부족, 스트레스나 환경 요인이 피부에 영향을 줄 수 있습니다. 피부 노화가 시작되고 있다는 첫 징후가 나타나고 피부가 빨리 회복되지 않는 느낌이 든다면 피부 관리에 더 많은 관심과 노력을 기울여야 합니다. 필립스에서는 이런 피부 노화의 첫 징후를 해결하고 젊고 생기있는 피부를 지금 그리고 앞으로도 유지하도록 돕기 위해 신체품인 VisaCare(비자케어)를 개발하였습니다. 현재 피부 상태에 따라 한 번 혹은 몇 번의 사용만으로도 피부가 매끈거리거나 하는 등의 효과를 바로 느낄 수 있습니다. 그리고 4-6주 동안의 사용을 통해 피부 탄력과 피부톤 개선 효과 역시 기대할 수 있습니다.

비자케어(VisaCare)를 사용해 집에서 편안하게 피부 윤기, 탄력, 재생 효과를 즐겨 보세요. 비자케어에는 각질 제거와 마사지가 동시에 이루어지는 시스템이 적용되어 있으며 이를 통해 손보다 더 효과적이고 세심한 각질 제거가 가능합니다. 본 제품은 현재 사용하고 계신 스킨케어 제품들의 흡수를 촉진시켜 주기 위해 디자인되었으니 피부 세안 후 마스크 팩, 데이 크림이나 나이트 크림을 바르기 전에 사용하십시오. 이제 비자케어(VisaCare)를 사용할 준비가 되셨나요? 집에서 편안히 일주일에 두 번 사용하시고 눈에 띄는 효과를 느껴보세요.

필립스 홈 필링 마사지기가 작동하는 방식

필립스 비자케어에는 각질 제거와 마사지가 동시에 이루어지는 Dual Action Air Lift & Exfoliation 시스템이 적용되어 있습니다. 이 기술을 통해 자연스러운 피부 재생 과정을 도와 더욱 윤기 나고, 탄력 있고, 빛나는 피부로 가꿀 수 있습니다.

- 1 각질 제거 헤드가 자연스러운 피부 재생 과정을 도와 보다 매끄럽고 윤기나며 탄력 있는 피부로 거듭날 수 있습니다. 거친 각질 층을 부드럽게 닦아냄으로써 피부를 보다 정돈하고, 스킨케어 제품이 더 잘 흡수될 수 있는 상태로 만들어줍니다.
- 2 에어 리프트 시스템 (Air Lift System™)이 피부를 부드럽게 마사지하여 혈액의 흐름을 돕고, 피부가 활력을 찾을 수 있게 죽은 세포를 제거합니다.

제품정보 (그림 1)

- 1 필터
 - 2 각질 제거 링
 - 3 마이크로더마브레이션 헤드
 - 4 전원 버튼
 - 5 충전 상태 및 배터리 부족 표시등
 - 6 손잡이
 - 7 공기 배출구
 - 8 충전대
 - 9 일반 피부에 적합한 일반용(Normal) 헤드
 - 10 보다 부드럽게 작동하는 민감성(Sensitive) 헤드
 - 11 여덱터
 - 12 소형 플러그
- 청소용 브러쉬(그림에는 표시 안 됨)

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 충전기에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 습한 환경(예: 물이 채워진 세면대나 작동 중인 샤워기 또는 수영장 근처)에서 제품을 충전하지 마십시오.

경고

- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 함께 제공된 어댑터만 사용하십시오.
- 제품 또는 어댑터가 손상되거나 고장 난 경우 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 어댑터에 손상 부위가 있으면, 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 헤드 부분이 부러지거나 갈라지거나 손상되었거나 더러워진 경우 제품을 사용하지 마십시오. 사용 전에 항상 헤드를 확인하고, 의심스러운 경우 교체하십시오.
- 누전을 방지하기 위해 소형 플러그 콘센트에 금속이 포함된 물질을 삽입하지 마십시오.
- 이 제품에는 자기성 물질이 포함되어 있습니다. 신체에 심장박동기 또는 기타 장치가 이식된 사람은 자기성 물질에 가까이 접근하면 안됩니다. 해당하는 경우 자기성 물질을 처리하시거나, 사용하기 전에 의학 전문가와 상의하십시오.

주의

- 자연스러운 피부 재생을 돕기 위한 마사지 및 피부 표면의 죽은 각질을 가볍게 제거하는 것 이외의 다른 용도로 제품을 사용해서는 안 됩니다.
 - 비자케어는 의료기기가 아니며, 의료기기의 효과와 효능을 가지지 않습니다.
 - 피부 자극의 원인이 될 수 있으므로 일주일에 2번 초과하여 사용하지 마십시오.
 - 제품 및 피부를 손상시킬 수 있으니 제품을 스크럽 크림이나 여타 화학적/기계적 박피 방법과 함께 사용하지 마십시오.
 - 제품은 5° C - 35° C(40° F - 95° F) 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
 - 배터리 수명을 유지하려면 적어도 3개월에 한 번씩 제품을 완전히 충전하십시오.
- 비자케어(VisaCare)는 크림과 마스크 팩의 흡수를 촉진시키며, 이러한 흡수력 개선으로 인해 피부에서 거부 반응이 나타날 수 있습니다. 따라서 제품을 사용하기 시작하는 첫 2주에서 4주까지는 크림을 바꾸지 않는 것이 좋습니다. 해당 기간 이후 새 크림을 사용하는 경우 피부의 작은 부위에 먼저 테스트해 보십시오. VisaCare로 테스트를 한 이미 비자케어(VisaCare) 사용에 익숙해진 피부에 사용해 본 후 거부 반응이 있으면 해당 제품은 사용하지 마십시오. 제품을 새로 사용하는 경우 또는 2주 이상 쉬었다가 다시 사용하는 경우, 민감성 헤드부터 사용해보길 권해 드립니다. 피부가 제품에 보다 순하게 적응할 수 있도록 도와줍니다.

금지 사항 및 기타 경고

이 제품은 피부 노화의 첫 징후를 개선하기 위해 개발되었습니다. 시간이 지나면서 내적/외적 요인으로 인해 피부 표면이 얇아지면서 피부 거침이나 자외선으로 인한 손상이 보다 두드러집니다. 본 제품은 눈가를 제외한 얼굴 피부에 사용하도록 만들어졌습니다.

다음과 같은 경우 제품을 사용하지 마십시오.

- 사용할 부위에 피부 감염, 상처, 발진, 화상, 햇빛으로 인한 화상, 염증, 습진, 건선, 피지선 염증, 대상성 포진 또는 여드름 등의 감염 증상이 있는 경우
- 사용할 부위에 큰 사마귀, 문신, 검붉은 모반, 영구 화장 또는 기타 피부 자극 증상이 있는 경우
- 화학적/기계적 박피, 레이저 박피, 프락셀 레이저 또는 메조테라피 시술이나 기타 피부 필러가 사용된 시술 등의 미용 시술을 받은 후 2주의 회복 기간이 경과하지 않은 경우
- 스테로이드 또는 여드름 약품(아쿠탄, 이소트레티노인 또는 로아큐탄) 등 피부에 영향을 줄 수 있는 약물을 복용 중인 경우에는, 의사와 상의하십시오.
- 본 제품으로 사마귀를 제거하려 할 경우 사마귀가 더 퍼질 수 있습니다.
- 흉터가 있는 경우에는 제품을 사용하기 전에 의사 또는 피부 전문가와 상의하십시오.
- 박피 성분이 포함된 기타 가정용 스킨케어 시스템을 사용 중인 경우

일반 사항

- 제품을 사용한 후에는 최소 3일 간 사용 부위에 SPF(자외선 차단 지수) 30 이상의 제품을 바르는 것을 권장합니다.
- 심각한 피부 질환(흑색종, 기저 세포암, 자외선 각화증, 기미, 전신 홍반성 낭창, 포르피린증, 비정상적 응고, 켈로이드 상처와 과도한 흉터 형성 등의 콜라겐 이상, 상처 치유 악화 경험 등이 포함되지만 이에 국한하지는 않음)이 있는 경우에는 제품을 사용하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 여름 휴가지 등에서 햇빛에 노출되거나 극심한 자외선 노출이 염려되는 경우 휴가를 떠나기 일주일 전부터 사용을 중단하는 것이 좋습니다.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

충전

제품 충전

제품을 충전하려면 약 8시간이 걸립니다. 완전히 충전된 제품은 무선으로 최대 30분까지 사용할 수 있습니다.

- 1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 소형 플러그를 충전대의 소켓에 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂습니다 (그림 2).
- 3 제품을 충전대에 올려놓으십시오 (그림 3).
 - ▶ 충전하는 동안에는 충전 표시등에 흰색 불이 깜박입니다. (그림 4)
 - ▶ 배터리가 완전히 충전되면 충전 표시등이 흰색으로 약 30분 동안 켜져 있습니다. 30분이 지나면 충전 표시등이 꺼집니다 (그림 5).

참고: 배터리가 완전히 충전되기 전에도 제품을 사용할 수 있습니다. 하지만 이 경우 최적의 성능과 작동 시간은 보장되지 않습니다.

배터리 부족 표시

배터리가 거의 방전되면 제품 사용 중 혹은 제품의 전원을 끈 후에 표시등이 주황색으로 4초간 깜빡입니다. 이 경우에도 배터리는 5분 정도의 사용이 충분히 가능한 상태입니다. 배터리가 완전히 방전되면 제품의 전원이 자동으로 꺼지고 표시등이 주황색으로 빠르게 깜빡입니다. 제품을 사용한 후에는 바로 충전하는 것이 좋습니다.

사용 준비

제품을 처음 사용하는 경우 사용하기 전에 제품을 8시간 동안 충전하십시오.

준비

항상 얼굴의 물기를 완전히 제거하십시오.

참고: 본 제품은 건식 전용이므로 젖은 얼굴에 사용하거나 샤워기 또는 욕조에서 제품을 사용하지 마십시오.

참고: 제품 포장 전면의 QR코드 혹은 링크를 통해 제품의 올바른 사용법에 관한 동영상상을 온라인으로 시청하실 수 있습니다.

제품 사용

참고: 제품을 1주일에 두 번만 사용하십시오. 더 자주 사용할 경우 피부 자극을 유발할 수 있습니다.

1 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오 (그림 6).

2 제품을 처음 사용하는 경우 얼굴에 사용하기 전에 먼저 팔뚝에 제품을 테스트해 보십시오. 테스트해 본 후 약 1시간 동안 기다립니다. 피부 반응이 문제 없이 사라진다면 얼굴에 제품을 사용해도 됩니다.

참고: 항상 제품을 사용하기 전에 헤드 부분의 손상 여부를 육안으로 확인하십시오. 손상된 헤드를 사용할 경우 피부가 긁힐 수 있습니다. 헤드가 손상되었다면 반드시 교체하십시오.

참고: 헤드 부위가 결합되지 않은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오. 이 경우 피부에 아무런 도움이 되지 않으며 이상 반응을 초래할 수 있습니다.

3 흡입력이 느껴질 정도의 거리로 헤드를 얼굴에 밀착하십시오. 헤드 부분과 피부가 완전히 밀착되도록 하는 것이 좋지만, 헤드로 피부 표면을 강하게 누를 필요는 없습니다 (그림 7).

4 제품의 헤드를 직선으로 부드럽게 움직입니다. 턱부터 시작해 볼과 이마, 코 부분으로 이동하면서 모든 부위에 사용합니다.

참고: 한 손으로 피부를 당긴 채 고정하고 제품을 손에서부터 반대 방향으로 움직이면 관자놀이와 볼 등의 부위를 적절하게 흡입할 수 있습니다.

제품 사용 방법에 대한 상세한 지침은 본 설명서의 가장 뒷편에 자세하게 설명되어 있습니다.

큰 사마귀, 문신, 검붉은 모반 또는 영구 화장 위로 제품이 지나가지 않도록 하십시오.

눈 위/아래의 섬세한 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 눈 옆의 잔주름이 있는 부분에 사용하는 경우, 한 손가락을 눈꺼풀 끝에 놓고 제품을 손가락에서부터 관자놀이 방향으로 사용하십시오.

참고: 제품을 피부에 사용할 때 헤드 부분이 한 부위에 멈춰 있도록 두지 마십시오.

5 피부 상태에 따라 각 부위에 2-4회 사용합니다. 피부가 제품 사용에 익숙해지면 횟수를 4-6회로 늘리거나 일반용(Normal) 헤드로 바꾸십시오. 일반용(Normal) 헤드를 사용할 때에는 각 부위에 3-4회 사용합니다. 피부가 일반용(Normal) 헤드 사용에도 익숙해지면 횟수를 4-6회로 늘리십시오.

6 얼굴 전체에 제품 사용을 마친 후에는 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 끕니다. 얼굴 전체 사용에 약 5분이 소요됩니다 (그림 8).

피부 유형에 따라 살짝 뜨거워지거나 따끔거리는 느낌이 나고 약간의 홍조가 발생할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상이며 5-10분 후에는 가라앉게 됩니다.

참고: 이마와 같이 피부를 완전히 밀착하기 어려운 부위에는 제품을 다른 방법으로 사용할 수 있습니다. 수직 또는 수평으로 움직여 피부와 가장 적절히 밀착되는 방법을 찾아보십시오. 제품을 고정한 채 이마를 움직일 수도 있습니다.

떨어 뜨리거나 충돌로 인해 제품이 손상된 것으로 의심되는 경우에는 헤드 부분을 주의 깊게 살펴보십시오. 헤드 부분이 손상된 경우 교체가 필요하며, 손상된 상태로 사용하면 피부가 긁힐 수 있습니다.

사용 후

사용 후에는 마스크 팩, 데이 크림이나 나이트 크림을 바르고 외출 시에는 반드시 선크림을 사용하십시오. 사용 후 3일간은 화학적/기계적 박피를 포함하여 어떤 방식으로든 각질을 제거하지 마십시오. 제품 사용 후 3일 간은 전기 분해 요법, 얼굴 왁싱을 피하고 제모 크림을 사용하지 마십시오. 사용 후 바로 화장은 하실 수 있습니다.

청소 및 유지관리

제품을 물에 담그지 마십시오. 제품을 화학 제품으로 세척하지 마십시오. 제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

- 1** 세척을 시작하기 전에 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오 (그림 6).
- 2** 제품에서 헤드 부분을 분리합니다. (그림 9)
- 3** 뜨거운 물과 소량의 세제로 헤드 부분을 세척하십시오. 각질 제거 링이 더러운 경우 세제를 푼 따뜻한 물에 헤드를 5-10분 동안 담가 두십시오. 브러시를 사용하여 세척할 수도 있습니다. 필터 세척 시에는 헤드를 뒤집어야 필터 내 먼지가 깨끗이 씻깁니다. 헤드는 보풀이 없는 천으로 닦거나 자연 건조하십시오 (그림 10).
- 4** 젖은 천을 사용하여 손잡이를 닦으십시오 (그림 11).
- 5** 말린 헤드를 제품에 다시 장착하십시오.
- 6** 젖은 천으로 충전대를 닦으십시오.

위험: 어댑터와 충전대에 물이 묻지 않도록 항상 주의하십시오. 어댑터와 충전대를 물에 담그거나 행구지 마십시오.

위생적인 사용과 필터 막힘을 방지하기 위해 제품 사용 후에는 헤드를 항상 세척하십시오. 헤드 세척 시 세제액 또는 알코올 용액(최대 70%)을 사용하여 헹구십시오.

보관

제품에 헤드를 연결한 상태로 충전대 또는 파우치에 보관하십시오.

참고: 젖은 상태의 헤드를 제품에 장착하거나 파우치에 넣어 보관하지 마십시오.

교체

닿거나 마모된 부위가 있으면 피부 자극을 일으킬 수 있습니다. 따라서 약 6개월 주기로 헤드를 교체해야 합니다. 교체용 헤드는 필립스 웹 사이트에서 구입할 수 있습니다. 교체용 헤드는 헤드 안쪽에 기재되어 있는 제품 코드로 구분하실 수 있습니다.

액세서리 주문

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트 (www.shop.philips.com/service) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리시면 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 12).

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

문제 해결

여기에서는 본 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법이 설명되어 있습니다.. 아래의 정보로도 문제를 해결할 수 없는 경우 www.philips.com/support 를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점

해결책

이 제품이 내 피부에 적합한지 모르겠습니다.

제품이 피부에 적합한지 확인하려면 '중요'란의 '금지 사항 및 기타 경고' 부분을 참조하십시오.

제품이 충전되지 않습니다.

제품을 연결한 콘센트가 작동하는지 확인하십시오. 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오. 제품을 받침대에 제대로 올려놓았는지 확인하십시오. 욕실에 있는 콘센트를 사용하는 경우 욕실등을 켜야 콘센트에 전원이 들어오는 경우가 있으니 확인하십시오. 그래도 제품의 표시등이 켜지지 않거나 제품이 충전되지 않는 경우 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

제품이 더 이상 작동하지 않습니다.

사용 설명서의 지침에 따라 제품을 충전하십시오. 전원에 문제가 있는지, 벽면 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 제품이 충전되는지 확인하려면 제품의 충전 표시등이 켜져 있는지 살펴보십시오. 전원 버튼을 제대로 눌렀는지 확인하십시오. 그래도 제품이 작동하지 않으면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

충전하는 동안 제품이 작동하지 않습니다.

안전을 위해 충전 시에는 제품이 작동하지 않도록 설계되었습니다. 약 1시간 충전한 후에 5분간 사용하지 않습니다.

피부가 젖은 상태에서 제품을 사용하면 효과가 좋지 않습니다.

피부를 말린 상태에서만 제품을 사용하십시오. 건조된 피부에서만 제품의 성능이 최고로 발휘됩니다.

문제점	해결책
<p>제품 사용 후 피부에 자극이 일어납니다.</p>	<p>제품 사용 직후 피부가 약간 붉어질 수 있습니다. 사용 중 약간 덥게 느껴지거나 따끔거릴 수 있습니다. 이러한 증상은 몇 분 이내에 사라지며 일반적으로 불쾌감이 느껴지지 않습니다. 피부가 건조하거나 거칠어지거나, 홍조 또는 부기가 지속될 수 있습니다. 이는 피부에 대고 제품을 너무 세게 눌렀거나 같은 부위에 너무 많이 사용했기 때문일 수 있습니다. 다음 사용 시 제품을 살짝 대거나 같은 부위의 사용 횟수를 줄여 보십시오. 제품 사용으로 인해 멍이나 물집, 긁힘이나 색소 침착이 드물게 발생할 수 있습니다. 대부분의 피부 반응은 일주일 내 사라지며, 색소 침착은 몇 주 또는 몇 개월 이내 줄어듭니다. 부작용을 피하려면 사용 후 자외선 차단 기능이 있는 데이 크림 또는 선크림을 바르십시오. 그러면 자외선으로부터 피부를 보호할 수 있습니다. 본 제품은 사용 설명서에 따라 사용 시 안정성이 테스트 및 검증되었습니다. 약품 또는 제품 및 그에 따른 부작용은 개인마다 다릅니다. 따라서 본 제품이나 기타 제품을 사용 시 드문 부작용 또는 새로운 부작용이 발생할 수는 있습니다. 위에 언급되지 않은 부작용이 나타나면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.</p>
<p>제품을 피부에 대고 밀기가 어렵습니다. 흡입력이 느껴지지 않습니다. 사용 시 이전보다 효과가 떨어진 것 같습니다.</p>	<p>필터가 막혀 있는지 확인하십시오. 헤드를 수돗물로 헹구십시오. 각질 제거 링이 더러운 경우 세제를 푼 따뜻한 물에 헤드를 5-10분 동안 담가 두십시오. 세척 브러시를 사용하여 세척할 수 있습니다. 필터 세척 시에는 헤드를 뒤집어야 필터 내 먼지가 깨끗이 씻깁니다. 헤드를 보풀이 없는 천으로 닦거나 자연 건조하십시오. 헤드를 분리한 후 흡입력을 느낄 수 있는지 확인하십시오(헤드를 분리했다가 제품에 다시 끼웁니다). 구멍에 손가락을 대면 흡입력이 느껴져야 합니다. 흡입력이 느껴지지 않으면 제품이 고장 난 것일 수 있습니다. 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.</p>
<p>이마에서는 흡입력이 지속되지 않습니다.</p>	<p>이마에 최대한 밀착되도록 제품을 여러 방법으로 잡아 헤드의 적절한 각도를 찾아 보십시오. 이마 위에서 제품을 천천히 움직이십시오. 제품을 움직이는 대신 머리를 움직여 볼 수도 있습니다.</p>

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예)06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장/생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

什麼是 VisaCare？它如何讓您的肌膚煥發光彩？年齡、失眠、情緒壓力或環境因素都會影響肌膚。一旦發現肌膚有初老跡象，復原速度不再像以前一樣的時候，您需要更加呵護並注意您的肌膚。因此我們研發「VisaCare」這個精彩的療程裝置，能撫平肌膚初老的痕跡，讓您每一天都擁有輕彈美肌。視肌膚狀況而定，一次療程或幾次療程後將會立即感到肌膚變得更光滑緊緻。4 到 6 週內肌膚就會恢復彈性，膚色更均勻，效果看得見。

您可以在家舒舒服服地使用 VisaCare，享受更光滑、更緊緻、更有彈性的肌膚。VisaCare 具備雙重功效系統，去角質的同時還能按摩肌膚。比起光是用雙手，它不僅更有效率，還非常好操控。精心的設計使日常清潔程序更到位，請在洗完臉之後，於敷臉或擦上日霜或晚霜之前使用 VisaCare。療程結束後，您的皮膚將能更有效地吸收面膜或乳液的精華。準備開始使用了嗎？每週在家使用兩次 VisaCare，享受真正可見的效果。

飛利浦微晶煥膚儀技術的運作原理

飛利浦 VisaCare 提供兼具雙重功效的空氣拉提和去角質系統，可同時去角質並按摩肌膚。這能夠刺激肌膚的煥膚程序，讓肌膚更加緊緻、平滑、明亮。

- 1 去角質探頭可讓肌膚再生並去除老廢角質，讓肌膚更顯平滑、緊緻，同時也能刺激自然細胞的再生程序，讓肌膚更年輕。它能溫和清除粗糙和剝落角質，讓肌膚煥然新生，同時也讓肌膚可以在療程之後更容易吸收您最愛的乳霜。
- 2 Air Lift System™ 提供溫和的按摩效果，刺激血液循環，同時去除死皮細胞，讓肌膚煥發光采。

一般說明 (圖 1)

- 1 濾網
 - 2 微晶去角質環
 - 3 微晶煥膚儀療程探頭
 - 4 開/關 (On/Off) 按鈕
 - 5 充電指示燈與「電量不足」指示
 - 6 握柄
 - 7 出風口
 - 8 充電座
 - 9 標準療程專用的「一般」療程探頭
 - 10 溫和療程專用的「敏感」療程探頭 (僅限 SC6240)
 - 11 轉換器
 - 12 小插頭
- 清潔刷 (未顯示)

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

危險

- 請保持轉換器乾燥。
- 請勿在潮濕的環境下為本產品充電 (例如裝滿水的浴缸、淋浴間或游泳池附近)。

警示

- 本產品不適合供下列人士 (包括兒童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓兒童接觸產品與電線。
- 僅使用此產品本身隨附的電源轉換器。
- 如果產品本身或轉換器損壞或破損，則請勿使用以免受傷。
- 如果轉換器損壞，請務必使用原型號的轉換器進行更換，以免發生危險。

- 電源轉換器內含一個變壓器。請勿切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 如果療程探頭破損、裂開、損壞或髒污，則請勿使用本產品。請務必在使用前先檢查療程探頭。如有疑慮，請更換療程探頭。
- 請勿將金屬物品插入小插頭，以避免短路。
- 本產品含有磁鐵。體內裝有心律調整器或其他植入裝置者不應接近磁鐵。這類人士如要操作或接觸磁鐵，必須先諮詢專業的醫療意見。

警告

- 本產品可以按摩和輕輕去除肌膚表層的老廢角質，加速一般煥膚速度，除此之外請勿用於其他用途。
- 本產品每週最多只能使用兩次，以免刺激皮膚。
- 使用本產品時請勿塗抹磨砂霜或搭配化學或物理煥膚，以免造成產品損壞和肌膚受傷。
- 請於室溫 5° C/40° F 到 35° C/95° F 間充電、使用並存放本產品。
- 至少每 3 個月為產品充飽電力一次，以維持電池壽命。

VisaCare 能加強乳液與面膜的吸收效果。但也由於此增強效用可能會導致皮膚產生負面反應，因此建議在剛開始使用 VisaCare 的 2-4 週內，不要更換慣用的乳液產品。這段時間過後，當您開始換用新的乳液時，請先在小範圍的部位進行試用。如果在 VisaCare 進行療程的皮膚上使用某乳液造成了不良反應，則請不要繼續使用該款乳液產品。開始療程或停用超過 2 週後重新開始療程時，請再次從敏感探頭開始使用。如此能讓您的皮膚再一次重新適應療程。

禁忌和其他警告

本產品旨在解決臉部的初老跡象，肌膚表層會隨時間因外在和內在因素而變薄，肌膚粗糙和老化跡象也會越來越明顯。本產品主要用於臉部肌膚 (不含眼周部分)。

如有以下情況，則請勿使用本產品：

- 如果皮膚療程部位有感染、撕裂傷、出疹、燙傷、曬傷、發炎、濕疹、牛皮癬、玫瑰斑、活動性感染 (如皰疹或好發面皰粉刺)。
- 如果皮膚療程部位有大黑痣、刺青、酒泉斑、永久紋繡或任何引起皮膚刺激的情況。
- 如果您的皮膚過去兩週內仍在美容恢復期，例如剛進行化學或物理煥膚、雷射磨皮、飛梭雷射、美塑療法或任何搭配皮下充填劑等其他療法之後。
- 如果您正在服用會影響肌膚的藥物，例如類固醇或面皰粉刺治療藥物 (Accutane、Isotretinoine 或 Roaccutane)。請先向您的醫師諮詢。
- 如果皮膚上有突疣，則請勿嘗試使用本產品來清除，以免造成突疣擴散。
- 如果皮膚上有傷疤，請在使用本產品之前先向您的醫師或皮膚科醫師諮詢。
- 搭配其他含活性煥膚成份的家用護膚設備。

一般建議

- 每次療程後，建議至少 3 天在療程部位上使用 SPF 30 或更高係數的防曬產品。
- 如果有重大的皮膚狀況 (包括但不限於黑色素瘤、基底 胞瘤、光化性角化症、黃褐斑、全身性紅斑性狼瘡、紫質症、凝血功能異常及膠原蛋白異常，如癍痕疙瘩、蟹足腫、過度癍痕形成或傷口癒合能力異常病史者)，請在使用本產品之前先向您的醫師諮詢。
- 如果您打算享受陽光 (例如夏季假期)，建議您在假期的一週前即中斷治療；或只要皮膚有持續暴露於陽光下的可能，即中斷治療。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

充電

為產品充電

本產品充電時間約需 8 小時。充飽電後，本產品可無線操作達 30 分鐘。

- 1 確定關閉本產品的電源。

- 2 將小插頭插入充電座插座，並將轉換器插入牆上插座。(圖 2)
- 3 將產品置於充電座中。(圖 3)
 - 充電指示燈閃白光，表示產品正在充電。(圖 4)
 - 當電池完全充電後，充電指示燈會持續亮白燈達 30 分鐘。30 分鐘後，充電指示燈就會熄滅。(圖 5)

注意：充電之前也可以使用本產品，不過其效能與操作時間可能有限。

「電量不足」指示

電池即將用盡時，充電指示燈會在使用期間和關閉電源之後閃爍琥珀色燈 4 秒。此時電池仍有足夠電力完成 5 分鐘的療程。電力完全用盡時，本產品會自動關閉電源，而充電指示燈會加速閃爍琥珀色燈。建議在使用後立即為產品充電。

使用前準備

第一次使用本產品前，請務必先為本產品充電達 8 小時。

準備工作

務必清潔並溫和擦乾臉部，直到完全乾燥為止。

注意：本產品僅供乾用，請勿在濕潤臉部或在淋浴或泡澡時使用。

注意：使用封面的 QR 條碼或依照連結觀賞線上影片，以瞭解如何正確使用本產品。

使用本產品

注意：每週使用本產品兩次即可，太常使用可能引起皮膚刺激。

- 1 按下開/關 (on/off) 按鈕，開啟產品電源。(圖 6)
- 2 第一次使用本產品時，請先在前臂上試用療程探頭，來回推移後等待約一小時。如果可能的肌膚反應消失，您就可以安心在臉上使用本探頭。

注意：每次使用之前，請務必先檢查療程探頭有無損壞。損壞的療程探頭有可能會刮傷您的肌膚。如果療程探頭損壞，請立即更換。

注意：請勿在未裝上療程探頭的情況下使用本產品，以免對肌膚起不了作用或引起不當反應。

- 3 將療程探頭放在臉上，即可感覺到吸力。確保療程探頭完整接觸要治療的肌膚部位。然而，請勿將療程探頭大力按壓在臉上。(圖 7)
- 4 以直線方式輕輕移動療程探頭。從下巴開始，然後移動到臉頰、額頭及鼻子。確保治療到所有部位。

提示：使用另一隻手拉緊皮膚，然後從握取產品的手推移產品，如此能讓吸力更穩，尤其是在太陽穴和臉頰處。

若要瞭解如何適當地在臉上滑移產品，請參閱使用手冊背面的臉部分區圖，取得詳細說明。

請勿在大黑痣、刺青、酒泉斑或永久紋繡上使用本產品。

請勿用於眼周肌膚，因為此處皮膚較薄而脆弱。治療眼睛側邊的細紋時，請用另一隻手的一根手指拉緊眼皮一角，然後將本產品從手指移動到太陽穴處。

注意：將療程探頭置於皮膚上時，請勿讓探頭停留不動。

- 5 視您的肌膚狀況而定，一開始先在每個部位治療 2-4 次。當皮膚適應療程後，逐漸增加到 4-6 次，或改用一般療程探頭。剛開始使用一般療程探頭的時候，先在每個部位治療 3-4 次。待皮膚逐漸適應後，把頻率增加到 4-6 次。
- 6 治療完所有部位之後，請按下開/關 (on/off) 按鈕關閉產品電源。完整治療時間約為 5 分鐘。(圖 8)

視您的膚質而定，可能會感到溫熱和刺痛感，而且皮膚可能會變得稍紅。這是暫時現象，5 到 10 分鐘內應會消除。

提示：針對較難完整接觸皮膚的部位 (如額頭)，您可以試著變換握持產品的方式。試試垂直及水平移動，找到最容易完整接觸皮膚的方式。您也可以讓手停住不動，換頭部移動。

如果您察覺產品有損壞的可能 (例如掉落或碰撞後)，請仔細檢查療程探頭。如果探頭損壞，請立即更換。請勿使用損壞的療程探頭，以免刮傷皮膚。

療程結束後

療程結束後，可敷上滋潤面膜、日霜或晚霜，外出時請務必擦上防曬乳液。3 天內請勿使用任何其他的物理或化學去角質。使用本產品後 3 天內請勿進行電解、面部蜜蠟除毛療程或使用脫毛劑。治療之後可立即上妝。

清潔與維護

請勿將本產品浸泡在水中。請勿使用化學物質來清潔本產品。請勿使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。

- 1 在您開始進行清潔之前，請確定將產品的電源關閉。(圖 6)
- 2 從本產品取出療程探頭。(圖 9)
- 3 在水龍頭下以熱水和少許清潔劑清洗療程探頭。如果微晶去角質環太髒，請先讓探頭浸泡在加入清潔劑的熱水中 5-10 分鐘。您可以使用刷子來清潔。請務必倒著清潔療程探頭的濾網，以沖洗殘留在濾網內的髒汙。請以乾毛巾擦乾療程探頭或使其自然風乾。(圖 10)
- 4 用濕布清潔握柄。(圖 11)
- 5 將乾燥的療程探頭放回產品上。
- 6 用濕布擦拭充電座。

危險：務必讓轉換器與充電座保持乾燥。切勿將其放在水龍頭下清洗或浸於水中。

基於衛生考量，每次使用後應清潔療程探頭，防止濾網阻塞。僅限使用清潔劑或酒精溶液 (最高 70%) 來清潔療程探頭。

收納

把療程探頭裝在充電座上或放入收納袋中，以收納本產品。

注意：請勿將潮濕的療程探頭收納在產品上或收納袋中。

更換

磨損和磨蝕性結構會引起皮膚刺激，因此請每 6 個月應更換一次療程探頭；若發現磨蝕性結構變形或損壞時，則應提早更換。您可以在我們的網站上訂購更換探頭。療程探頭內側的產品代碼可用於識別您的探頭類型。

訂購配件

若要購買配件或備用零件，請造訪 www.shop.philips.com/service，或洽詢您的飛利浦經銷商。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (聯絡詳細資料請參閱全球保證書)。

環境保護

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 12)

保固與支援

如果您需要資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或另行參閱全球保證書。

疑難排解

本章概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support，上面列有常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

問題	解決方法
我不知道此產品是否適合我的肌膚使用。	請參閱「重要事項」單元中「禁忌和其他警告」一節以檢查產品是否適合您的肌膚。
產品無法進行充電。	請確認產品連接的插座是否正常運作。檢查產品上所標示的電壓是否與當地電壓吻合。檢查本產品是否正確裝在充電座上。如果使用的是浴室櫥櫃的插座，可能必須打開電燈才能啟用插座。如果本產品上的指示燈仍未亮起，或如果產品仍然無法充電，請聯絡飛利浦客戶服務中心。
產品再也無法運作。	請根據本使用手冊的說明為產品充電。檢查電力是否故障以及電源插座是否正常運作。檢查產品上的充電指示燈是否亮起，以確定產品正在充電。請確認您已正確按下開/關 (on/off) 按鈕。如果本產品仍然無法運作，請聯絡飛利浦客戶服務中心。
產品正在充電，但無法運作。	基於安全措施，本產品不適合在充電進行中使用。請先讓本產品充電約 1 小時再進行 5 分鐘的療程。
在濕潤的皮膚上使用本產品的效果不佳。	請一律在乾燥的皮膚上使用本產品，才能產生最好的效果。
我的肌膚在使用本產品治療後會產生反應。	療程後可能會直接導致治療部位輕微紅腫。您可能會在治療時感到溫熱、刺痛，這些症狀通常會在幾分鐘內消除，然後感到舒適。如果肌膚感到乾燥或出現脫皮、持續紅腫或腫脹的情況，可能是在臉上大力按摩本產品或治療同一部位太多次的緣故。請試著輕微施力或減少來回次數。在極少數的情況下產品可能會造成瘀青或水泡、刮傷或色素沈澱變化。所有的皮膚反應幾乎會在一週內消失，色素沈澱變化則會在幾週或幾個月內淡化。為了避免可能的副作用，請在療程後使用含防曬係數的日霜或防曬乳液，以避免曬傷。本產品已經過測試並確認按照使用手冊操作安全無虞。每個人對藥物或產品及其可能的副作用反應不盡相同。由於使用本產品或其他任何產品還是會有發生罕見或未知副作用的可能性，如遇以上未提及的副作用，請聯絡飛利浦客戶服務中心。
本產品在我的肌膚上不易滑動/我感覺不到吸力/每次療程後的效果都不如上次。	請檢查濾網是否阻塞。在水龍頭下沖洗療程探頭。如果微晶去角質環太髒，請先讓探頭浸泡在加入清潔劑的熱水中 5-10 分鐘。您可以使用清潔刷來清潔，請務必倒著清潔療程探頭的濾網，以沖洗殘留在濾網內的髒汙。請以乾毛巾擦乾療程探頭或自然風乾。取下療程探頭以檢查是否感覺到吸力：取下探頭然後開啟產品電源。將手指放在洞口，應能感覺到吸力。如果感覺不到吸力，則產品可能已損壞，請聯絡飛利浦客戶服務中心。
在額頭上滑動時吸力不穩。	試著用不同的方式握持本產品，以找到療程探頭最適合有效接觸額頭肌膚的正確角度。務請在額頭上緩緩推移本產品。您可以讓手停住不動，換頭部移動。

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

什么是VisaCare微晶紧致嫩肤仪，它如何帮助您护理肌肤？

年龄增长、睡眠不足、精神紧张或环境要素都可能对肌肤造成损害。当您察觉肌肤明显老化，无法再迅速恢复如新时，就需要对肌肤进行加倍护理和关爱了。因此，我们研发了 VisaCare微晶紧致嫩肤仪，这款全新高效产品可为您改善肌肤老化问题，重现年轻光采。经过一次或几次护理之后，您可以立刻体验到护理效果，如肌肤变得细嫩光滑，更有活力光采（视您的肌肤情况而定）。4-6 周内即可令肌肤更加紧致、肤色更均匀。您可以在舒适的家中使用 VisaCare微晶紧致嫩肤仪，享有更光滑、更紧绷和充满活力的肌肤。VisaCare微晶紧致嫩肤仪具有双重微晶紧肤科技，可同时进行真空提拉按摩和微晶嫩肤，能够更为有效的进行角质护理，温和呵护你的肌肤。VisaCare微晶紧致嫩肤仪专为强化你的护肤习惯而设计，使用前，请清洁你的面部皮肤；使用后，建议使用日霜，或晚霜，或精华素，或敷上滋养面膜，此时您的肌肤可以更好地吸收面膜或润肤霜或精华素。你准备好开始进行护理了吗？在家中每周使用1-2次Visacare微晶紧致嫩肤仪，享受真实可见的护理效果。

微晶紧致嫩肤仪的科技原理

飞利浦VisaCare微晶紧致嫩肤仪具有双重微晶紧肤科技，可同时进行真空提拉按摩和微晶嫩肤。微晶护理可以激发塑颜紧致的过程，让肌肤看起来更紧致，更嫩滑，焕发年轻光采。

- 1 微晶探头可以有效激活肌肤自身的细胞新生过程，让肌肤变得更紧致，细嫩，平滑。通过微晶嫩肤按摩，可以有效使衰老受损的表皮角质细胞，粗糙瑕疵，松动脱落。使你的肌肤，可以在微晶护理后，更好地吸收那些你平时最爱使用的护肤保养品。
- 2 特有的真空吸弹系统，对皮肤进行轻柔的提拉按摩，可以激活肌肤的血液微循环，让皮肤从底层开始，变得更有活力。

基本说明 (图 1)

- 1 过滤网
 - 2 微晶护理环
 - 3 微晶紧致嫩肤仪探头
 - 4 开/关按钮
 - 5 充电指示灯和“电池电量不足”指示
 - 6 手柄
 - 7 出风口
 - 8 充电座
 - 9 微晶紧致嫩肤仪探头（普通肌肤型），专为普通肌肤护理设计。
 - 10 微晶紧致嫩肤仪探头（敏感肌肤型），专为敏感肌肤护理设计，更为温和。
 - 11 适配器
 - 12 小插头
- 清洁刷（未显示）

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 保持适配器干燥。
- 请勿在潮湿环境中（如装满水的浴缸、开着的淋浴器或装满水的游泳池附近）为本产品充电。

警告

- 肢体不健全、精神有障碍及缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）必须在监护人的监督及指导下使用。
- 将产品及其线缆放在儿童接触不到的地方。
- 此产品只能与随附的电源适配器搭配使用。
- 如果本产品或适配器出现损坏或毁坏，请勿再使用，以免受伤。
- 如果适配器已坏，则务必更换原装型号适配器，以免发生危险。
- 电源适配器内有一个变压器。切勿自行打开更换以免发生危险。
- 如果护理仪器头已损坏、破裂、毁坏或变脏，请勿继续使用本产品。请在使用前检查护理仪器头。如有问题，请进行更换。
- 请勿将含金属的材料插入小插头的插孔，以免发生短路。
- 本产品内含磁铁。戴有心脏起搏器或体内植入有其他设备的人士应远离磁铁。上述人士使用或接触磁铁时，应向专家寻求医疗建议。

注意

- 本产品只能用于按摩和轻柔去除上层角质层，加速肌肤新陈代谢，请勿将产品用于任何其他用途。
- 产品的使用频率不要超过每周 2 次，否则可能会给皮肤带来刺激。
- 请勿将产品与（磨砂）膏霜或化学或机械去角质产品配合使用，这可能会损坏产品并损伤肌肤。
- 请在 5° C/40° F 和 35° C/95° F 之间的温度下充电、使用和存放本产品。
- 至少每 3 个月为产品进行一次完全充电，以保持电池寿命。

VisaCare微晶紧致嫩肤仪可促进护肤霜和面膜的吸收。肌肤对吸收的改善需要一定适应的时间。建议在使用 VisaCare微晶紧致嫩肤仪的最初 2-4 周不要更换护肤霜。使用 2-4 周，如更换新的护肤霜，要在较小的区域上对该护肤霜进行测试。如果在用 VisaCare微晶紧致嫩肤仪进行护理的皮肤上使用该护肤霜并出现不良反应，请不要再继续使用该护肤霜。建议在初期使用 VisaCare微晶紧致嫩肤仪时，或者中断 2 周后，又重新开始使用时，先使用敏感肌肤探头。更加温和的护理，会让你的肌肤慢慢习惯微晶护理。

禁忌及其他警告

本产品专为解决明显的面部肌肤老化而研发。随着年龄的增长，表层肌肤会因外在和内在因素而变薄，粗糙的肌肤和明显的光损伤会变得更加显而易见。本产品的目标护理区是面部肌肤（不包括眼部下方和上方区域）。

切勿在以下情况使用本产品：

- 要护理的区域存在皮肤感染、开放性伤口、皮疹、烧伤、晒伤、发炎、湿疹、牛皮癣、酒糟鼻、感染症（如疱疹或粉刺痤疮）。
- 要护理的区域存在大痣、纹身、酒色斑、持久化妆或任何皮肤过敏。
- 肌肤仍处于外观修整过程（如在过去 2 周内进行过化学或机械去角质、激光磨皮、点阵激光护理、电波拉皮护理或任何其他填充塑型护理）的恢复期。
- 如果您正在服用类固醇或痤疮药物（维甲酸、异维 A 酸）等可能会影响肌肤的药物，请咨询医生。
- 如果肌肤上有痱子，请勿尝试用本产品去除，可能会造成痱子扩散。
- 如果肌肤上有疤痕，请先咨询医生或皮肤科专家再开始使用产品。
- 与任何其他包含活性去角质成份的家用肌肤护理系统配合使用。

一般建议

- 每次护理后，建议在护理过的皮肤区域至少使用 3 天防晒用品（防晒指数 (SPF) 30 或更高）。
- 如果您有明显的皮肤问题（包括但不限于黑色素瘤、基底细胞癌、光化性角化病、黄褐斑、全身性红斑狼疮、卟啉病、凝血异常及胶原异常，如瘢痕疙瘩、过多瘢痕或不良创面愈合史），请先咨询医生再开始使用产品。
- 如果您打算享受阳光的温暖（如夏季假日）而且要经常晒太阳，建议您在度假前 1 周中断护理。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

充电

为产品充电

产品充电约需 8 小时。充满电后，可不接电源线使用 30 分钟。

1 确保产品电源已关闭。

2 将小插头插入充电座，将适配器插入电源插座。（图 2）

3 将产品置于充电座中。（图 3）

▶ 充电指示灯呈白色闪烁，表示产品正在充电。（图 4）

▶ 电池充满电后，充电指示灯会呈白色亮起，持续 30 分钟后熄灭。（图 5）

注意：您可以在电池未充满电时使用本产品。但是将无法获得最佳性能和工作时间。

“电池电量低”指示

在使用期间和关闭产品后，当电池电量即将耗尽时，充电指示灯会呈琥珀色闪烁 4 秒。电池电量仍可完成 5 分钟的护理。当电池电量完全耗尽时，产品将自动关闭，充电指示灯会呈琥珀色快速闪烁。建议您在使用后立即为产品充电。

使用准备

首次使用之前，确保为产品充电 8 小时。

准备

请在洁面后轻柔地将面部完全擦干。

注意：产品只能干用，不得在湿润的面部或在淋浴或沐浴时使用。

注意：请使用封面的二维码或跟踪链接以观看在线视频，以了解有关如何正确使用该产品的说明。

使用本产品

注意：产品的使用频率为每周 1-2 次。频繁使用产品可能会刺激皮肤。

1 按开/关按钮启动产品。(图 6)

2 首次使用产品时，在护理面部之前，先在前臂上测试微晶探头。将产品来回移动一下，然后等待约 1 小时。如果皮肤无不良反应便可以放心地在面部使用微晶探头了。

注意：使用之前，务必查看微晶探头是否损坏。损坏的微晶探头会伤害肌肤。如已损坏，请进行更换。

注意：请勿在不安装微晶探头的情况下使用产品，因为这样对肌肤无益，而且可能会导致不良的肌肤反应。

3 将微晶探头置于面部，使您感觉到吸力。确保微晶探头和待护理区域之间始终保持完全肌肤接触。但是，不要将微晶探头用力按在肌肤表面上。(图 7)

4 轻柔地直线移动微晶探头。从下巴开始，然后移至两颊、前额和鼻子。确保对所有区域进行护理。

提示：用另一只手绷紧并轻轻按住肌肤，移动产品。这样更容易调整到皮肤适应的吸力，尤其是在太阳穴和两颊处。

有关如何在您的脸部移动产品的详细说明，请参阅用户手册背面的面部移动图。

请勿在大痣、纹身、酒色斑或持久化妆区域移动产品。

请勿对眼部下方和上方肌肤进行护理，因为那里的肌肤极为细嫩。对眼角的细纹进行护理时，将另一只手的手指放在眼睑角，朝太阳穴方向移动产品。

注意：在肌肤上移动微晶探头时，不要停留在某一个位置。

5 根据您的皮肤条件，开始对每个区域进行 2-4 次护理。如果您的皮肤习惯了这种护理，则提高至 4-6 次，或开始使用普通微晶探头。如果习惯了普通微晶探头，开始对每个区域进行 3-4 次护理。皮肤适应该护理后，提高到 4-6 次。

6 护理完所有区域后，按开/关按钮关闭产品。完成整个护理过程约需 5 分钟。(图 8)

您可能会感觉到发热和麻刺感，肌肤可能会轻微发红（视您的肌肤状况而定）。这只是暂时反应，5-10 分钟内便会消失。

提示：在很难保持完全肌肤接触的区域（如前额），可尝试以不同的方式握持产品。尝试垂直和水平移动，以找到与肌肤适当接触的最佳方式。您也可以让手保持不动，而移动头部。

如果怀疑产品已损坏（如跌落或碰撞后），请仔细检查护理仪器头。如果仪器头已损坏，则进行更换。请勿使用损坏的护理仪器头，可能会导致肌肤刮伤。

护理之后

护理之后，敷上滋养面膜、精华素、日霜或晚霜，外出时确保使用防晒用品。3 日内请勿使用任何其他化学或机械去角质产品。使用产品后 3 日内请勿使用电解除毛术、面部蜡疗或脱毛膏。护理后可立即使用彩妆产品。

清洁和保养

切勿将产品浸入水中。切勿使用化学品清洁产品。切勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油或丙酮）清洁产品。

- 1 开始清洁之前，确保产品电源已关闭。（图 6）
- 2 从产品上取下微晶探头。（图 9）
- 3 用热水加少许洗涤剂在水龙头下清洗微晶探头。如果微晶护理环变脏，让仪器头在加入洗涤剂的热水中浸泡 5-10 分钟。您可以用清洁刷进行清洁。确保清洁滤网时将微晶探头倒置，冲掉滤网中的污垢。用无绒毛巾擦干微晶探头或者让其晾干。（图 10）
- 4 用湿布清洁手柄。（图 11）
- 5 将晾干的微晶探头装回产品中。
- 6 用湿布擦拭充电座。

危险：务必保持适配器和充电座干燥。请勿在水龙头下冲洗或将其浸入水中。

出于卫生考虑和防止滤网堵塞，每次使用后都要清洁微晶探头。只能使用洗涤剂或酒精溶液（最大浓度 70%）清洁微晶探头。

存储

将产品（装有微晶探头）存放在充电座或软袋中。

注意： 不要将潮湿的微晶探头安装在产品上或存放在软袋中。

更换

用旧的微晶护理环，结构可能会刺激皮肤。因此，应每 6 个月或更短时间（如果微晶护理环的结构已变形或损坏）更换一次微晶探头。可在我们的网站购买微晶探头替换件。可通过产品代码来识别微晶探头。可在微晶探头的内侧找到该代码。

订购附件

要购买附件和备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或请联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。

环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收点。这样做有利于环保。（图 12）

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题

解决方法

我不知道本产品是否适合我的皮肤。

请阅读“注意事项”一章中的“禁忌及其他警告”部分，检查本产品是否适合您的肌肤状况。

产品不能充电。

确保连接产品的插座已通电。检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。检查是否已将产品正确置于支架中。如果使用浴柜中的插座，则可能需要通过开灯来接通插座电源。如果产品的指示灯始终未亮或产品始终无法充电，请联系飞利浦客户服务中心。

产品无法工作。

按照本用户手册中的说明为产品充电。检查是否存在电源故障，电源插座是否有电。检查产品上的充电指示灯是否亮起，以确保产品正在充电。确保您已正确按下开/关按钮。如果产品仍无法工作，请联系飞利浦客户服务中心。

问题

解决方法

产品充电时无法工作。

这是一项安全措施。产品充电时无法工作。让产品充电约 1 小时，即可完成 5 分钟的护理。

在湿润的肌肤上使用本产品时无法获得最佳效果。

只能在干燥的肌肤上使用本产品。本产品仅在干燥的肌肤上才能发挥最佳性能。

我的皮肤对护理有反应。

护理后可能会导致肌肤轻度发红。护理过程中，您可能会感觉到发热和麻刺感。这些反应通常会在几分钟内消失，过程通常不会感觉不舒服。您可能会感觉皮肤发干或成片状、长时间发红或肿胀。此情况可能是由于您将产品过于用力地按在面部上或同一区域护理次数过多。下次护理时尝试减小施力或减少护理次数。在极少数情况下，产品可能会造成擦伤或起泡、划伤或色素沉着变化。几乎所有肌肤反应均会在 1 周内消失，色素沉着变化会在数周或几个月内减轻。为避免可能出现的副作用，请在护理后使用带防晒指数的日霜或防晒霜。这有助于避免晒伤。产品已通过测试，并确认按照用户手册中的说明使用时是安全的。药物或产品及其副作用对每个人的影响会有不同。因为使用本产品或任何其他产品总有可能出现罕见的或以前未知的副作用，如果您遇到上文中未提及的副作用，请联系飞利浦客户服务中心。

问题

解决方法

很难在肌肤上滑动产品/未感觉到吸力/效果似乎不如以前护理后的效果。

检查滤网是否堵塞。清洁微晶探头是要在水龙头下冲洗。如果微晶护理环变脏，让微晶探头在加入洗涤液的热水中浸泡 5-10 分钟。您可以使用清洁刷进行清洁。确保清洁滤网时将微晶探头倒置，冲掉滤网中的污垢。用无绒毛巾擦干微晶探头或者让其晾干。微晶探头落在肌肤上时，检查是否可以感觉到产品的吸力：卸下微晶探头，然后打开产品。将手指放在小孔处应该能感觉到吸力。如果未感觉到吸力，则产品可能已损坏。请联系飞利浦客户服务中心。

很难在前额上保持吸力。

尝试以不同的方式握持产品，找到微晶探头与前额间的正确角度，从而获得良好的肌肤接触。确保在前额上缓慢移动产品。您可以尝试让手保持不动，而移动头部。

PHILIPS

产品 : 飞利浦微晶紧致嫩肤仪
 型号 : SC6220
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz
 额定输入功率: 7.5 W
 生产日期 : 请见产品本体
 产地 : 匈牙利







制造商: 飞利浦电子香港有限公司
 香港新界沙田香港科学园科技道东五号


经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司
 上海市天目西路218号1602-1605
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.15-2008
 制造

请妥善保管本使用说明书

发行日期: 17/03/2014





部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)
转换插头	X	O	O	O	O
适配器 印刷的 电路板	X	O	O	O	O
充电站的金属 触点	X	O	O	O	O
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。					



ALWAYS THERE TO HELP YOU
时刻在您身边

Register your product for further support at:
www.philips.com/welcome

SC6220

4222.100.1869.4