

Table of contents

1. Warnings	2
2. Contraindications	4
3. Safety features	6
4. Get to know your device	7
4.1 Device description	7
4.2 Intended use	7
4.3 Package contents.....	8
4.4 Device parts.....	8
4.5 Device controls & settings.....	9
4.6 Charging the battery	10
5. Treatment	10
5.1 Treatment Areas.....	10
5.2 Treatments	11
5.3 What to expect	12
5.4 Possible side effects.....	12
6. Get started!	13
7. Cleaning, maintenance & storage	14
8. Troubleshooting	15
9. Customer service	16
10. Warranty	16
11. Disposal	16
12. Signs & symbols	17
13. Specifications	18
14. Legal notice	19

1. Warnings



This device is powerful and should be used with special attention to safety. Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. Be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions, and follow them strictly. We recommend you refamiliarize yourself with the instructions before each treatment.

The device must not be used by the following people: children, transgender women, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.

- Always ensure that your hands are dry before operating the device, touching the plug, or connecting the charging cradle to the mains.
- Disconnect the device from the mains after charging the battery.
- Keep the device, all parts and accessories away from heated surfaces.

- Never leave the device unattended when plugged into the mains.
- Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.
- Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if they are damaged in any way, do not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device, and contact customer service.
- Do not clean any of the parts in the dishwasher.
- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- This device contains batteries that are non-replaceable.
- This unit has been designed and tested to meet the requirements of electromagnetic, electrostatic, and radio frequency inter-

ference standards. However, the possibility of electromagnetic or other interference may still exist. Relocating the device may help to eliminate interference.

- Do not dispose of the device or the battery with household waste! The law requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
- Dispose of the battery safely.
- If the product reaches its end of life, the battery must be removed before disposal (see section 11. Disposal).

2. Contraindications

Do not use if you:

- have a pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- have a history of skin cancer, or current condition of any other type of cancer, or pre-malignant moles.
- have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.

- have an impaired immune system due to immunosuppressive diseases such as AIDS and HIV, or use immunosuppressive medications.
- have used Isotretinoin (Accutane®) within 6 months prior to treatment.
- have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- suffer from epilepsy.
- are pregnant or nursing.

**Do not use on areas that have:**

- a permanent implant such as metal plates and screws, silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, rashes, open lacerations, abrasions, or lesions.
- traumatized or injured skin.
- had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.
- had any surgery within 3 months prior to treatment.
- tattoos:
- long or thick hair. Use of the device may result in light bruising.



Consult your physician before continue to use, if you have side effects, such as itchy skin within 48 hours of first use.

Consult your physician if you have:

- couperose or rosacea.
- a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the treatment area.
- If so, you may treat only following a prophylactic regime.
- used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- a history of skin disorders, keloids, abnormal wound healing, as well as very dry and fragile skin.
- any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

3. Safety features

The device protects your skin from overheating.

- **Thermal sensor and heat stabilizer:** These measure the skin temperature, stabilize the heat energy and prevent overheating. When the skin temperature reaches 43°C, the stabilizer will automatically stop emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.
- **Movement sensor:** The sensor will only emit RF heat when you are moving the device across your skin.

4. Get to know your device

4.1 Device description

The device is an anti-aging device for eyes and face which utilizes RF technology.

This technology affects the fine parts of eyes and face, reaching deep into the dermis for collagen restoration, deep tissue tightening, and reduction for eye wrinkles, facial fine lines and nasolabial lines.

The device has a contact surface (#1) with three electrodes (#2) and a control button (#5) with five surrounding indicator lights.

4.2 Intended use

The device can be used not only for anti-aging of eyes, to reduce and alleviate the fine and dry lines, under-eye bags and dark circles, but also on the face to reduce fine wrinkles on the face (such as nasolabia and the corner of mouth).

The device may be used for eye rejuvenation.

The device is intended for self-treatment in the home and is not suitable for commercial purposes.

Do not use for any purpose other than as described in this manual.

4.3 Package contents




- Silk'n FaceTite Mini
- Type-C adapter
- User manual
- Product warranty

4.4 Device parts

Refer to the diagram on page (i) at the front of this manual to see the location of each feature.

- Treatment surface (#1)
- Electrodes (#2)
- LED light (#3)
- 4 energy level indicator lights (#4)
- Control button (#5)
- Battery indicator light (#6)
- Charging port (#7)

4.5 Device controls & settings

Button	Action	Function / Mode
Control button (#5) 	Long press x1 Short press x1 Short press x2 Short press x3 Short press x4 Long press	Starts the device Energy level 1 - light 1 is on Energy level 2 - light 2 is on Energy level 3 - light 3 is on Energy level 4 - light 4 is on Back to level 1 Shuts down the device
4 energy level indicator lights (#4) 	Shows the energy level selected.	There is one light for each energy level. Level 1 is the lowest energy level, and level 4 is the highest.
Battery indicator light (#6) 	Green - blinks Green - constant Orange - blinks	Device charging Device charged Low charge in battery

4.6 Charging the battery

1. Charge the device before first use.
2. Place the Type-C adapter cable into the device, then connect the adapter to the mains electricity supply. The battery indicator light (#6) will blink green. Charge the device for 3 hours before use. You can use a fully charged device for 20-30 minutes.



Hours

First Charge




Minutes

Regular use

- i** The duration of device use may vary according to different energy levels. Whether the battery is fully charged before use will also affect the service time.

5. Treatment

5.1 Treatment Areas



5.2 Treatments

- Start with the energy level 1, and change to other energy level after feeling adapt to the energy on the treatment area.
- Use the device for 3 to 5 minutes on each subtle area for maximum effectiveness.
- Use the device 2 to 3 times a week for the first eight weeks.

After eight weeks, use the device weekly, to maintain the effect.

For maximum effectiveness:

- Make sure you apply sufficient treatment medium on the treatment area before use.
- Do not keep the device stand still on one area. Keep moving the device covering the entire treatment area. This will prevent overheating of the treatment area, and reduce the possibility of any adverse effect.
- Keep 3 electrodes (**#2**) in good contact with skin.
- If the energy level feels uncomfortable, reduce it to a level that is comfortable for you.
- Only change the energy level when the device is not in contact with skin.

5.3 What to expect

During a treatment session it is normal to experience or feel:

- A sensation of warmth
- Some redness or slight swelling.
- this should subside within a few hours, or up to one day.
- Sound of the RF current.

5.4 Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However, every cosmetic treatment, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness) are rare reactions to the treatment that, in most cases, subside within a few days.
- In case these signs appear, immediately use a damp cool cloth to cool the area for at least 10 minutes and apply an anti-burn cream.
- In rare cases the user may experience dilation of the superficial blood capillaries.
- This may result in a temporary redness for a few days.
- Also, some of the capillaries may present red spots that will also reduce with time.
- If these signs appear, we recommend that you cool the area with chilled water immediately.

- i** Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.

6. Get started!

3. Make sure that your skin is clean and dry, and that you have removed all jewelry.
4. Remove the device and the other components from the box.
5. Start the device: Press the control button (**#5**). The device starts at energy level 1 automatically, and 1 energy level indicator light will turn on.

- i** Check whether the treatment medium has expired.

6. Apply a thin layer of treatment medium to the area you want to use.

- i** Treatment medium (or any other water-based medium) facilitates smooth movement of the treatment surface over the skin and enables conductivity. To ensure safe and efficient treatment, always start by applying medium and apply more medium if needed.

7. Using energy level 1, place the device on the area you want to treat. Make sure that it is in good contact with the skin. You will feel a mild sensation of warmth.
8. Move the device in gentle massage-like motions on the area you wish to treat. Progress slowly and carefully. Ensure 3 electrodes (**#2**) are in good contact with on the skin you want to treat when moving the device.
9. With the device constantly in motion, treat each area for at least 3-5 minutes.

10. Increase the energy level gradually. Using the highest energy level will get the best results, but it's important that you set the energy level that is comfortable for the area you are treating.


i You will feel the skin temperature increase as you increase the energy level. It usually takes about 1 minute for the device to reach the required temperature. During the treatment your skin will get a little red. Don't worry; this is normal.

 If you feel unwell, stop using the device immediately.

11. Try to move the device slowly at first. If the treatment area is hot and uncomfortable, try to move the device faster.
12. Clean the treated area: remove the medium residue off the treatment surface (**#1**), and clean the skin with warm water. Dry the skin and apply moisturizing facial products.

7. Cleaning, maintenance & storage

- Clean the device after each treatment.

 Never immerse your device or any of its parts in water!



- Turn off the device and put it in a power-off state
- Gently wipe off the care medium residue off the treatment surface (**#1**) of the device with damp paper (such as toilet paper or wipe).
- Make sure you remove all medium residue to prevent the medium from solidifying or damaging the device.
- Use a clean damp cloth to clean the device and the treatment surface (**#1**).

- You may use cleaning fluids with up to 65% alcohol, but never use acetone or other abrasive liquids, because they will damage your device.
- Finally, wipe the device and the treatment surface (#1) dry with a clean dry cloth.
- After cleaning, we recommend you store the device in its original box.
- Store the device in a cool and dry place.



8. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
The device does not start.	Make sure the battery is not low.
I don't feel any heat from the device even though I pressed the control button.	Heat will only be emitted if the treatment surface (#1) is in good contact with your skin, and you have applied medium before you start your treatment.
One or more lights blink continuously.	The device has malfunctioned. Restart the device.
How to check product authenticity?	Visit www.silkn.hk and enter the product serial number.

For problems or queries, please contact Customer Service.

9. Customer service

For more information, please visit www.silkn.hk.

Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Hotline: 852-81045000

Email: info@fitboxx.com

10. Warranty

Please refer to the separate Product Warranty booklet for complete information.

- i** The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.

11. Disposal







If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow local regulations for the disposal of electrical items. **Refer to local laws and regulations.**

- Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.
- Do not dispose the used components with household waste.
- If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment.

- Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labeled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb lead.

12. Signs & symbols

	A statement or event that indicates a possible or impending danger, or problem when using the device.
	Important information about using or maintaining the device.
	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Warning: Do not use in the bathroom.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.
	The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard at an official collection point for batteries.

- This device is not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

13. Specifications

Technology	RF technology
LLLT	630nm±5nm
RF	1 MHz ±30%; Maximum 13W
Operation & safety	Heat stabilizer preventing skin overheating
System weight	50.9g
Temperature in operation	10°C to 35°C
Temperature in storage	-20°C to +60°C
Relative humidity in operation	30~75%
Relative humidity in storage	10~75%
Atmospheric pressure in storage	700 to 1060hPa
Atmospheric pressure in operation	500 to 1060hPa
Input power	DC 5V/1A
Battery capacity	500mAh
Charging method	Type - C charging port (#7)
Charging time	About 3 hours

14. Legal notice

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.com, info@silkn.com.

目錄

1. 警告.....	21
2. 注意事項.....	23
3. 安全指引.....	25
4. 了解您的設備	25
4.1 設備描述	25
4.2 預設使用	25
4.3 包裝內容	26
4.4 設備零件	26
4.5 設備控制及設定	27
4.6 給電池充電	28
5. 療程.....	28
5.1 療程範圍	28
5.2 療程	29
5.3 預計效果	30
5.4 可能的副作用	30
6. 開始療程!	31
7. 清潔、維護和存放.....	32
8. 疑難排解.....	33
9. 客戶服務.....	34
10. 維修保養.....	34
11. 棄置.....	34
12. 標誌和符號.....	35
13. 規格.....	36
14. 法律聲明.....	37

1. 警告



此設備功能強大，使用時應特別注意安全。首次使用前，請完整閱讀本說明書，並妥善保管以備將來使用。請務必閱讀所有警告、禁忌和安全注意事項，並嚴格遵守。我們建議您在每次療程前也重溫一下說明書內容。

以下人士不得使用該設備：兒童、跨性別女性、身體、感官或心理能力有限的成年人，或缺乏如何安全使用該設備的經驗或知識的人，或不了解該設備所涉及的危險的人士。

- 在操作設備、接觸插頭或將充電座連接到電源之前，請務必確保雙手處於乾爽狀態。
- 給電池充電後請將設備與電源斷開。
- 使設備、所有部件和配件遠離任何有熱力的表面。

- 連接電源後，請時刻看管設備。
- 請勿嘗試修改、打開或維修設備。電子組件有存在的危險，有機會對您造成嚴重傷害。它也會使您的保養失效。
- 如果零件或配件不是據此說明書所定義，由製造商提供，或它們以任何方式損壞，看起來不能正常運作，或看到煙霧、有異味發出，請勿使用。在這種情況下，請停止使用該設備，並聯繫客戶服務。
- 請勿使用洗碗機來清潔任何部件。
- 兒童切勿自行接觸該設備。兒童不得為設備進行清潔或維修。
- 兒童不應玩弄包裝盒。他們可能會被包裝材料弄傷自己，或者誤吞小零件導致窒息。
- 本設備包含不可更換的電池。
- 本裝置的設計和測試符合電磁、靜電和射頻干擾標準的要求。但是，電磁或其他干擾的可能性仍然存在。重新定位設備可能有助於消除干擾。
- 請勿將設備或電池與日常垃圾一起處理！法律要求您在指定的電器設備回收收集點處置該電器設備（包括所有配件和零件）。
- 請安全地棄置電池。
- 如果產品達到其使用壽命，則必須在棄置前取出電池（請參閱部分 11. 棄置）。

2. 注意事項

如果您有以下情況，請勿使用：

- 在身體的任何部位安裝起搏器或內部除顫器，或任何其他有源電子植入物。
- 患有控制不佳的內分泌疾病，例如糖尿病和甲狀腺疾病。
- 有皮膚癌病史，或任何其他類型癌症的狀況。
- 在過去 3 個月內接受過放射療法或化學療法，或有潛在的皮膚惡性腫瘤範圍。
- 由於免疫抑制疾病（如艾滋病和艾滋病毒）而導致免疫系統受損，或使用免疫抑制藥物。
- 在療程前 6 個月內使用過異維A酸（Accutane®）。
- 患有與光敏性有關的疾病，如卞淋症、多形性光疹、日光性蕁麻疹、狼瘡等。
- 患有癲癇症。
- 正懷孕或哺乳期間。

請不要在以下範圍使用：

- 永久性植入物，例如金屬板和螺釘、矽膠植入物，或註入填充物或毒素的範圍。
- 療程範圍的任何活動狀況，例如瘡、牛皮癬、濕疹、皮疹、開放性撕裂傷、擦傷或病變。
- 外傷或受傷的皮膚。
- 最近在沒有保護的情況下暴曬於陽光下（等待 1 天）；對於曬黑或曬傷的皮膚，請等待 3 天。

- 療程前3個月內接受過任何手術。
- 紋身:
- 長或濃密的毛髮位置。使用該設備可能會導致輕微瘀傷。
- ⚠ 如果您在首次使用後 48 小時內出現皮膚癢等副作用，請在繼續使用前先諮詢您的醫生。
- ⚠ **如果您有以下情況，請諮詢您的醫生：**
- 酒渣鼻或玫瑰痤瘡
- 受熱刺激的疾病史，例如療程範圍復發性單純皰疹。
- 如果是這樣，您只能按照預防方案進行療程。
- 在過去 6 個月內在您的皮膚上使用過醫生處方的藥物。
- 皮膚病史，痕癢疙瘩，傷口癒合異常，以及非常乾燥和脆弱的皮膚。
- 您的醫生或皮膚科醫生認為您接受療程有機會會危害您的安全或導致任何其他危險情況發生。

3. 安全指引

該設備可保護您的皮膚免於過熱。

- **熱傳感器和熱穩定器:** 它們測量皮膚溫度，穩定熱能並防止過熱。當皮膚溫度達到 43°C 時，穩定器會自動停止發熱，直到皮膚溫度降低到足以讓穩定器恢復加熱。
- **移動傳感器:** 傳感器只會在您在皮膚上移動設備時發出射頻熱量。

4. 了解您的設備

4.1 設備描述

該設備是一種利用射頻技術，專為眼部和臉部肌膚而設的抗衰老設備。

該技術作用於眼部和臉部的細微部位，深入真皮層，恢復膠原蛋白，使深層組織變得緊緻，減少眼部皺紋、臉部細紋和法令紋。

該設備有一個帶有三個電極 (#2) 的接觸面 (#1) 和一個周圍帶有五個指示燈的控制按鈕 (#5)。

4.2 預設使用

該設備不僅可用於眼部抗衰老，減少和緩解細紋和乾紋、眼袋和黑眼圈的作用，還可使用於臉部，減少臉部皺紋細紋（如法令和嘴角紋）。

該裝置可用於使眼部年輕化。

該設備旨在用於家中進行個人療程，不適用於商業用途。

請勿用於本說明書所述的以外的任何目的。

4.3 包裝內容

- Silk'n FaceTite Mini 射頻美眼儀
- Type-C 適配器
- 使用手冊
- 產品維修及保養

4.4 設備零件

請參閱本說明書前面第 (i) 頁上的圖表以查看每個功能的位置。

- 療程表面 (#1)
- 電極 (#2)
- LED燈 (#3)
- 4 個能量級別顯示燈 (#4)
- 控制鍵 (#5)
- 電池指示燈 (#6)
- 充電口 (#7)

4.5 設備控制及設定

按鈕	啟動	功能/模式
控制鍵 (#5) 	長按 x1 短按 x1 短按 x2 短按 x3 短按 x4 長按	啟動設備 能量級別1 - 1號燈亮著 能量級別2 - 2號燈亮著 能量級別3 - 3號燈亮著 能量級別4 - 4號燈亮著 返回級別1 關閉設備
4 個能量 級別顯 示燈 (#4) 	顯示選擇能量級別	每個能量級別都以一盞燈 表示。 1 級是最低能量級別, 4 級是 最高能量級別。
電池指示 燈t (#6) 	綠色 - 閃爍 綠色 - 持續 橙色 - 閃爍	設備充電中 設備充電完成 電池電量不足

4.6 給電池充電

1. 首次使用前請先為設備充電。
2. 將 Type-C 適配器電線插入設備，然後將適配器連接到主電源。電池指示燈 (#6) 將出現綠色閃爍光。使用前請先為設備充電 3 小時。充滿電的設備可使用 20-30 分鐘。



小時

首次充電




分鐘

恆常使用

- i** 設備使用的持續時間可能會根據不同的能量水平而有所不同。電池在使用前是否充滿電也會影響使用時間。

5. 療程

5.1 療程範圍



5.2 療程

- 從1級能量開始，待療程部位感覺適應能量後，可切換到其他能量級別。
- 在每個細微部位使用該設備3到5分鐘，以獲得最大效果。
- 在前八週內，每週可使用該設備2至3次。
八週後，可每週使用該設備，以保持效果。

為獲得最大效果：

- 確保在使用前在療程範圍塗抹足夠的療程凝膠。
- 不要讓設備靜止在一個部位。持續移動設備，覆蓋整個療程範圍。這將防止療程範圍過熱，並減少任何不利影響的可能性。
- 保持3個電極 (#2) 與皮膚良好接觸。
- 如果對該能量級別感到不舒服，請將其降低到對您來說舒適的級別。
- 當改變能量級別時，請確保設備不與皮膚接觸。

5.3 預計效果

在療程期間，體驗或感覺：

- 溫暖感覺
- 有些發紅或輕微腫脹。
- 這些狀況應該會在幾小時或一天內消退。
- 射頻電流的聲音。

5.4 可能的副作用

如果您完全遵循說明書指引並注意所有警告和禁忌，出現併發症及副作用的情況並不常見。然而，每一種美容療程，包括那些專門在家使用而設計的療程，都涉及一定程度的風險。因此，了解並接受可能發生的風險和併發症是非常重要的。

- 過度浮腫（腫脹）和紅斑（發紅）是療程後的罕見反應，在大多數情況下會在幾天內消退。
- 如果出現這些跡象，請立即使用濕布冷卻該範圍至少 10 分鐘，然後塗抹防灼傷霜。
- 在極少數情況下，用家可能會感覺表面毛細血管擴張。
- 這可能會導致幾天的暫時性發紅。
- 此外，一些毛細血管可能會出現紅點，這些紅點也會隨著時間而減少。
- 如果出現這些跡象，我們建議您立即用冷水冷卻該範圍。

- i** 如果您出現任何持續的症狀，包括疼痛、皮膚發紅、腫脹或燒灼感，請諮詢您的醫生。

6. 開始療程！

1. 確保您的皮膚已清潔乾淨並處於乾爽狀態，並且取下所有飾物。
2. 從包裝盒中取出設備和其他配件。
3. 啟動設備：按下控制按鈕 (#5)。設備自動從1級能量級別開始，而1級能量級別指示燈會亮著。

- i** 檢查療程配件會否已過期。

4. 在您要使用的範圍塗上一層薄薄的療程專用凝膠。

- i** 療程專用凝膠(或任何其他水基凝膠)有助於療程時設備在肌膚表面上可平滑移動，並有效傳遞射頻。為確保療程安全有效，請於開始使用前先塗上凝膠，並在需要時塗上更多的凝膠。

5. 使用能量級別 1，將設備放在您要治療的範圍。確保它與皮膚接觸良好。您會感覺到溫和的溫暖感。
6. 在您想要治療的範圍以類似按摩的輕柔動作移動設備。緩慢而謹慎地進行。移動設備時，確保 3 個電極 (#2) 與您進行療程的皮膚接觸良好。
7. 在設備持續運作的情況下，處理每個範圍至少 3-5 分鐘。
8. 逐漸增加能量級別。使用最高能量級別將獲得最佳效果，但重要的是您設置的能量級別對於您療程的範圍來說是舒適的。


- i** 隨著能量級別的增加，您會感覺到皮膚溫度有所提高。設備達到所需溫度通常需要大約 1 分鐘。在療程期間，您的皮膚會變得微紅。請不用擔心；這是正常的現象。

 如果您感到不適，請立即停止使用該設備。

9. 首先嘗試緩慢移動設備。如果療程範圍很熱且不舒適，請嘗試更快地移動設備。
10. 清潔療程範圍：去除療程接觸表面 (#1) 上的凝膠殘留物，並用溫水清潔皮膚。擦乾皮膚並塗抹保濕臉部產品。

7. 清潔、維護和存放

- 每次療程後請清潔設備。

 切勿將您的設備或其任何配件浸入水中！



- 關閉設備並將其置於關機狀態
- 用濕紙巾（如衛生紙或濕毛巾）輕輕擦去設備表面 (#1) 上的凝膠殘留物。
- 確保清除所有凝膠殘留物，以防止凝膠凝固或損壞設備。
- 使用乾淨的濕布清潔設備和療程接觸表面 (#1)。
- 您可以使用酒精含量不超過 65% 的清潔液，但切勿使用丙酮或其他磨蝕性液體，因為它們會損壞您的設備。
- 最後，用乾淨的乾布擦乾設備和療程接觸表面 (#1)。



- 清潔後，我們建議您將設備存放在原包裝盒中。
- 將設備存放在陰涼乾爽的地方。

8. 疑難排解

請勿嘗試打開或修理您的設備。您可能會將自己處於危險的電器組件中，並可能對自己造成嚴重傷害。它也會使維修失效。

問題 設備不啟動。	檢查 請確保電池電量正常。
即使我按下了控制按鈕，我也沒有感覺到設備有任何熱度。	僅當療程接觸表面 (#1) 與您的皮膚有良好接觸，並且您在開始療程之前已塗上凝膠時，才會散發熱能。
一個或多個燈持續閃爍。	設備出現故障。重啟設備。
如何查驗產品真偽？	可瀏覽 www.silkn.hk 並輸入產品序號進行認證。

如有問題或疑問，請聯繫客戶服務。

9. 客戶服務

欲知更多詳情，請瀏覽 www.silkn.hk。

如有任何意外操作或事故，或您的設備的任何其他問題，可聯繫客戶服務專員。我們的聯繫方式是：

熱線電話：852-81045000

電郵地址：info@fitboxx.com

10. 維修保養

有關完整信息，請參閱單獨的產品保修手冊。

- i** 對於因使用不當而造成的損壞或傷害，製造商不承擔任何責任。

11. 棄置

如果您的設備達到其生命週期最後階段，請務必遵守當地有關處理電子產品的法規。**參考當地法律法規。**

- 將包裝分開處理成單一類型的材料。通過可回收材料收集服務將紙板和紙箱作為廢紙處理。
- 請勿將使用過的配件與日常生活垃圾一起處理。
- 如果您的設備達到使用壽命終止階段，請務必遵守您所在國家/地區棄置電子產品的法律。根據您所在國家/地區的法律進行處理，有助於保護環境。

- 請勿與日常生活的垃圾一起棄置！WEEE 指令要求您在指定的電器設備回收點棄置該電器設備（包括所有配件和零件）。這可以防止有害物質*釋放到環境中。棄置前請確保設備處於未充電狀態。

* 產品標有 Cd = 鎘、Hg = 汞、Pb 鉛。

12. 標誌和符號

	表明在使用設備時可能或即將發生的危險或問題的陳述或事件。
	有關使用或維護設備的重要信息。
	標有此符號的產品符合歐盟指令的要求。
	警告：請勿在浴室內使用。
	請勿與日常生活垃圾一起棄置。根據您所在國家/地區的法律進行棄置，有助於保護環境。符合 WEEE 指令。
	內置充電電池含有可能污染環境的物質。在電池的官方收集點棄置前，請務必取出電池。

- i** 該設備不適合在存有易燃麻醉劑與空氣或氧氣或一氧化二氮的混合物的情況下使用。

13. 規格

技術	射頻技術
低能量激光	630nm±5nm
RF射頻	1 MHz ±30%; 最高 13W
使用及安全性	熱穩定劑防止皮膚過熱
系統重量	50.9g
使用溫度	10°C 至 35°C
存放溫度	-20°C 至 +60°C
使用中的相對濕度	30~75%
存放相對濕度	10~75%
存放中的大氣壓	700 至 1060hPa
使用中的大氣壓	500 至 1060hPa
輸入功率	DC 5V/1A
電池容量	500mAh
充電方法	Type - C 充電口 (#7)
充電時間	大約3小時

14. 法律聲明

版權 2021 © Home Skinovations Ltd. 版權所有。

Home Skinovations Ltd 保留更改其產品或規格以提高性能、可靠性或可製造性的權利。Home Skinovations Ltd 提供的信息在發佈時被認為是準確和可靠的。Home Skinovations Ltd 對其使用不承擔任何責任。未經 Home Skinovations Ltd. 的任何專利或專利權的暗示或以其他方式授予任何許可。未經明確書面許可，不得出於任何目的以任何形式或通過任何電子或機械方式複製或傳播本文檔的任何部分 Home Skinovations Ltd. 的許可。數據如有更改，恕不另行通知。Home Skinovations Ltd 擁有涵蓋本文檔主題的專利和正在申請的專利、商標、版權或其他知識產權。除非 Home Skinovations Ltd 的任何書面協議中明確規定，否則提供本文檔並不授予您對這些專利、商標、版權或其他知識產權的任何許可。規格如有更改，恕不另行通知。Silk'n 和 Silk'n 徽標是 Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. 的註冊商標。Box 533, Yokneam 2069206, 以色列, www.silkn.com, info@silkn.com。

目录

1. 产品介绍.....	39
2. 使用禁忌.....	41
3. 安全指引.....	43
4. 使用须知.....	43
4.1 装置部件	43
4.2 设备的作用	43
4.3 产品及配件	44
4.4 设备部件	44
4.5 设备控制和设置	45
4.6 电池充电	46
5. 使用方案.....	46
5.1 使用范围	46
5.2 使用方案	47
5.3 预期效果	47
5.4 可能出现的副作用	48
6. 准备开始!.....	48
7. 清洁, 维护和存放.....	50
8. 疑难解答.....	50
9. 客户服务	51
10. 保修服务.....	51
11. 产品弃置.....	52
12. 标志和符号	52
13. 产品规格.....	53
14. 法律声明.....	54

1. 产品介绍



Silk'n FaceTite Mini是一个效力强大的设备,使用时必须特别注意安全。在首次使用设备前,请先完整地阅读此说明书,并妥善保管说明书以备将来使用。请在使用前阅读所有警告告示及安全指引,并按照告示及指引使用设备。我们建议您在每次使用仪器前重新阅此说明书一次。

- 以下人士切勿使用仪器及其所有零部件:儿童,变性女士,身体、感官或心理能力有障碍的成年人,以及对本产品的安全的使用方式缺乏认知、经验,或不明白所涉及危害的人士。
- 请确保双手干爽,再使用仪器、触摸插头、或将充电线连接到电源处。
- 充电完成后,请断开仪器和电源的连接。
- 确保设备及其所有零部件和配件远离温热表面。
- 切勿将接入电源的仪器置于无人看管的状态。

- 切勿尝试修改、撬开或维修此设备。您可能会将自己暴露在危险的电子组件中，并可能对您造成严重伤害。亦会令您失去保修服务的权利。
- 勿使用非本说明书指定制造商所提供的零件或配件。当设备损坏、不能正常运作、冒烟或发出烟味时，勿使用设备。如遇上述情况，停止使用设备，并与客户服务中心联系。
- 不要把任何配件放入洗碗机中清洗。
- 切勿让儿童使用该设备。切勿让儿童进行设备清洁和维护。
- 切勿让儿童用包装材料玩耍。他们可能会因包装材料而受伤，或因吞下小配件而窒息。
- 该设备内含不可更换的电池。
- 该设备已被设计和通过测试，满足电磁，静电，和射频的要求标准。然而，电磁或其他干扰的可能性仍然存在。重置设备可能有助于消除干扰。
- 勿将设备及其电池与家居垃圾一起丢弃！法律要求您将电子设备（包括所有附件和部件）在指定的电子设备回收站处理。

- 请安全处置废弃电池。
- 若产品使用寿命结束，请务必在弃置前将电池取出（请参照章节11.产品弃置）。

2. 使用禁忌

⚠ 如果您有以下情况，请勿使用设备：

- 身体内任何部位存有有效的电子植入物/设备,如心脏起搏器或内部除颤器，请勿使用。
- 患有严重的内分泌失调，如糖尿病和甲状腺疾病。
- 在过去或现在患有癌症或潜在性恶疾。
- 在过去三个月曾接受放射治疗或化疗，或有潜在的皮肤恶性肿瘤。
- 因免疫缺陷疾病如艾滋病和艾滋病毒导致的免疫系统受损，或使用抑制免疫力药物。
- 在使用前6个月内使用了异维甲酸（Accutane®）。
- 患有与光线敏感有关的疾病，如紫质症、多形性日光疹、日光性荨麻疹、狼疮等。
- 患有癫痫症。
- 正怀孕或哺乳期。

⚠ 如果使用部位有以下情况，请勿使用设备：

- 永久性填充物，例如金属板和螺钉，硅胶植入物或注入性填充物或毒素。
- 有处于活跃状态的皮肤问题，例如：褥疮、牛皮癣、湿疹、皮疹、开放性创口、皮肤损伤或皮肤病变等。
- 受过创伤或受损的皮肤。
- 最近在没有保护措施的情况下暴晒(需等待1天)；对于晒黑或晒伤的皮肤，需等待3天。
- 在使用设备前3个月进行过任何手术。
- 纹身。
- 长毛发或浓密的毛发。使用该设备可能会导致轻微损伤。

⚠ 如首次使用后48小时内出现意外的副作用，如皮肤瘙痒，请在继续使用前，咨询医生建议

⚠ 如有以下情况，请咨询您的医生：

- 玫瑰痤疮或红斑痤疮。
- 热刺激的疾病史，如使用区域的多发性单纯疱疹。如需使用，必须遵循医嘱。
- 在过去六个月内使用医生开具的皮肤处方药物。
- 有皮肤疾病，瘢痕疙瘩，伤口愈合异常，以及非常干燥和脆弱的皮肤的历史。
- 其他您的医生认为使用设备对您并不安全的症状。

3. 安全指引

该设备可防止您的皮肤出现过热的情况。

- **热力传感器和热力稳定装置**：用于探量皮肤温度，保持热力稳定并防止皮肤出现过热的情况。当皮肤温度被探测到上升至43度时，热力传感器会自动停止输出热能，直到皮肤的温度下降到可以再进行护理为止，热能才会再次输出。
- **移动传感器**：只有当您在皮肤上移动设备时，该设备才会发射RF射频能量。

4. 使用须知

4.1 装置部件

该设备为运用了射频技术的精雕美容仪。这种技术针对眼部及脸部细微部位，深入真皮层，重塑胶原，提拉紧致，抚平眼部细纹、脸部细微处细纹及法令纹等。

该设备有带3块电极片 (#2) 护理接触面 (#1)，以及一个围有5盏指示灯的控制按钮 (#5)。

4.2 设备的作用

淡化及缓解眼部的细纹干纹、眼袋及黑眼圈，有效对抗眼部老化，也能作用于脸部细微处的细小皱纹（如鼻唇沟、嘴角纹）。焕活眼部及脸部每个细微之处，减少岁月痕迹。该设备专为家中自行使用设计，并不适合商业用途。切勿使用于本说明书中所述以外的任何其他用途。

4.3 产品及配件

- Silk'n FaceTite Mini本机
- 一个Type-C充电线
- 说明书
- 产品质保书

4.4 设备部件

请参阅本说明书前面第 (i) 页上的图以查看每个功能部件的位置。

- 护理接触面 (#1)
- 电极片 (#2)
- LED灯 (#3)
- 4盏能量指示灯 (#4)
- 控制按钮 (#5)
- 电池电量指示灯 (#6)
- 充电端口 (#7)

4.5 设备控制和设置

按钮	行动	功能/模式
控制按钮 (#5) 	长按 1次 短按 1次 短按 2次 短按 3次 短按 4次 长按	开启设备。 能量强度1 - 1指示灯亮起 能量强度2 - 2指示灯亮起 能量强度3 - 3指示灯亮起 能量强度4 - 4指示灯亮起 返回能量强度1 关机
4盏能量 指示灯 (#4) 	显示所选择的 能量强度	每种能量强度都有对应的灯。 强度1是最低的能量强度, 强度4 是最高能量强度
电池电量 指示灯 (#6) 	绿色 - 闪烁 绿色 - 常亮 橙色 - 闪烁	设备充电 设备充满电 电池电量低

4.6 电池充电

1. 首次使用前请先给设备充电。
2. 将Type-C充电线连接设备，然后将Type-C电源插头连接电源。电池电量指示灯 (#6) 将呈绿色闪烁。充满电后能使用20~30分钟。



小时

首次充电




分钟

常规使用

- i** 设备使用的时长可能会因不同的能量等级而有所差异。使用前，电池是否充满电也会对使用时长有影响。

5. 使用方案

5.1 使用范围



5.2 使用方案

- 初次护理可从能量强度1开始，脸部适应后可选择其他能量强度。
- 为实现最大效果，建议单个精细部位使用3~5分钟。
- 前8周每周使用2~3次。
- 8周以后，每周使用1次，以保持效果。

让设备发挥最大功效：

- 在使用过程中，确保使用部位涂有足够的护理介质。
- 勿将设备停留在皮肤的某一位置上不动。需保持设备持续移动以覆盖整个使用区域。这将防止皮肤使用部位过热，并减少任何不适情况的发生。
- 保持3块电极片(#2)完整紧贴皮肤。
- 如选用的能量强度令您感到不适，请将其降低至舒适的强度。
- 仅在设备护理接触面不接触皮肤时，转换能量等级。

5.3 预期效果

使用设备时，以下情况是正常的：

- 有发热的感觉。
- 泛红和轻微肿胀，这些情况会在数小时内消退，最多不超过一天。
- 听到射频电流的声音。

5.4 可能出现的副作用

遵照本说明书的指引使用设备而出现副作用的情况并不常见。但是，每种美容护理，包括专为家中美容设计的设备，均会存在一定程度的风险。因此您需要明白并接受所存在的风险及可能引致的不良反应。




- 过度的水肿（肿胀）和红斑（发红）是使用设备的罕见反应，大多数情况下会在数天内消退。如果出现这些迹象，请立即在该部位使用冷湿布冷却至少10分钟，并涂上灼伤膏。
 - 在极少数情况下，使用者可能会感到浅层毛细血管扩张。这可能会导致数天的暂时性发红。某些毛细血管可能会出现红色斑点，而这些斑点也会随时间流逝而减少。如果出现这些迹象，建议您立即用冷水冷却该部位。
- i** 如果您遇到任何持续的症状，包括疼痛，皮肤发红，肿胀或灼热感，请咨询您的医生。

6. 准备开始!

1. 确保您已脱下所有饰物并保持皮肤的干净和干爽。
 2. 从盒中取出Silk'n FaceTite Mini及其他配件。
 3. 开启设备：长按控制按钮（#5）。设备将自动从能量强度1开始，而能量强度1的指示灯将亮起。
- i** 检查护理介质未过期。
4. 在您想要使用的部位涂上一层薄薄的护理介质。

- i** 护理介质(或任何其他水溶性护理介质)有助于设备在使用部位的皮肤表面上平滑移动并且能够导电。为了确保安全和有效的护理,应始终保证涂有护理介质,如有需要可涂抹更多的护理介质。
- 5. 使用能量强度1,将设备放置在您想要进行护理的部位。确保电极片完整紧贴皮肤。您会感到皮肤舒适温润。
- 6. 通过类似按摩的方式在使用部位上移动设备。过程应保持缓慢而细致。确保在移动设备同时,3块电极片(#2)紧贴在您想要使用的皮肤上。
- 7. 持续移动设备,且每个区域至少使用3~5分钟。
- 8. 逐步提升能量强度。虽然使用最高的能量强度能获得最佳的效果,但是您所设置的能量强度对使用部位来说舒适度也是很重要的。
- i** 当调高能量强度时,你会感觉肌肤温度升高。通常使用 Silk'n Facetie Mini 1分钟便可达到所需温度。在使用过程中,您的皮肤会轻微泛红。不用担心;这是正常情况。
- i** 若感到不适,请立即停止使用。
- 9. 可先试着缓慢地移动设备。若使用部位发热且感觉不适,可试着加快速度地移动设备。
- 10. 清洁使用区域:抹去肌肤上残留的护理介质,然后用温水清洗肌肤。擦干肌肤,然后涂上滋润的面部护理产品。
- i** 请参照 5.1使用范围。

7. 清洁, 维护和存放

-  远离水源, 避免设备及其任何部件浸入水中!
- 
- 将设备关机且处于断电状态。
 - 利用吸湿纸(如厕纸或湿巾)轻轻抹去仪器接触面(#1)上遗留的护理介质。确保已清洁所有残留的护理介质, 以防止护理介质固化或损坏设备。
 - 使用干净的湿布清洁设备和护理接触面(#1)。
- 
- i** 可以使用高达65%酒精浓度的清洁液, 但不要使用丙酮或其他非磨蚀性清洁液, 因为它们会损坏您的设备。
- 最后, 用干净的干布擦拭设备及护理接触面(#1)。
 - 当完成清洁后, 请将设备放回原装盒内。将设备存放在阴凉干燥的地方。

8. 疑难解答

切勿尝试撬开或维修您的仪器。内含的危险性导电零件可能会对身体造成严重伤害。亦会令您失去保修服务的权利。

问题	检查
设备不能开启。	请确保仪器电量是否充足。
当我按下控制按钮(#5)时, 不能感受到热力从设备中发出。	热能仅在设备开启状态且护理接触面(#1)完全贴紧您的皮肤时才会发出。

问题	检查
一盏或多盏指示灯持续闪烁	表示设备发生故障。请重新启动。
如何查询产品真伪？	访问网站 www.silkn.hk , 并输入产品序列号。

如有查询或疑问，请联络Silk'n™顾客服务。

9. 客户服务

如要查阅更多信息，请浏览www.Silkn.hk。如装置出现操作意外或任何其他产品问题，您可以联络客服中心。我们的联络方式：

热线：+ 852-81045000

电邮：info@fitboxx.com

10. 保修服务

请查阅单独的产品质保书，以获取完整的信息。

- i** 制造商对因不当或不正确使用而造成的设备损坏或伤害不承担任何责任。





11. 产品弃置



如果您的设备已过使用寿命临界点，请务必遵守您所在国家的法律，依法处理电子产品。参考当地法律法规。

- 将包装分开成单一类型的材料。通过可回收材料收集服务，参考废纸和胶片的处理方法处理纸板和纸箱。
- 废旧零部件切勿与家庭垃圾一起废弃。
- 若设备已不能再使用，请遵守您所在地的规定处置设备。确保旧电器和包装以专业的方式回收，也防止对环境产生不良影响。
- 请勿与家居垃圾一起弃置！按报废电子电气设备指令要求，将电子设备（包括所有配件和部件）置于指定的电子设备回收站处理。防止有害物质释出污染环境。确保装置弃置前，是处于未充电状态。

*产品标有Cd =镉, Hg =汞, Pb =铅。

12. 标志和符号

	在使用设备时，指示可能或即将发生的危险或问题的声明或事件。
	有关使用或保修设备的重要信息。
	标有此符号的产品符合欧盟指令的要求。
	请勿在潮湿的环境下使用。

	请勿与家居垃圾一起弃置。请根据您所在国家的法律进行弃置，并帮助保护环境。符合WEEE认证。
	内置可充电电池含有可能污染环境的物质。在指定的电池收集点丢弃电池前，请务必将电池从设备中拆除。

- i** 于空气、氧气或一氧化氮与任何易燃，麻醉混合物同时存在的情况下，不适合使用此设备。

13. 产品规格

技术	射频技术
LLLT波长	630nm ± 5nm
射频	1 MHz ± 30%; 最大13W
操作及安全	热力安全装置防止皮肤过热
重量	50.9g
温度 - 操作中	10°C 至 35°C
温度 - 储存时	-20°C 至 +60°C
相对湿度 - 操作中	30~75%
相对湿度 - 储存时	10~75%
气压 - 操作中	700 至 1060hPa
气压 - 储存时	500 至 1060hPa
输入电源	DC 5V/1A
电池容量	500mAh
充电方式	Type -C充电端口 (#7)
充电时间	约3小时

14. 法律声明

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. 保留所有版权权利。

Home Skinovations Ltd. 保留一切更改其产品或规格以改善产品功效、可靠性或生产能力的权利。由 Home Skinovations Ltd. 提供的数据于发行时皆被视作准确及可信。然而, Home Skinovations Ltd. 概不对其使用承担任何责任。不得通过暗示或其他方式授予他人 Home Skinovations Ltd. 的专利权。未经 Home Skinovations Ltd. 的书面授权许可, 任何单位或个人不得以任何目的、使用任何形式或方法对本说明书进行部分或全部的摘录、复印。所有数据均可作出更改而无须另行通知。Home Skinovations Ltd. 对文件内所描述的信息、商标注册、版权以及其他知识产权均拥有专利权。除非 Home Skinovations Ltd. 以书面形式正式授权, 否则此档内的陈述并不代表阁下拥有任何当中的专利权、商标注册、版权以及其他知识产权及牌照许可。说明书中的规格均可作出修改而无须另行通知。Silk'n 和 Silk'n 标志是 Home Skinovations Ltd. 的注册商标。Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL. www.silkn.com, info@silkn.com.